

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse réfrigérée haute vitesse, Neofuge 13 R

Référence : SOC-NEOFUGE13R

Points forts

- délais : 2 semaines
- Garantie : 1

Description du produit

Centrifugeuse réfrigérée haute vitesse, Neofuge 13 R

Caractéristiques de la Centrifugeuse réfrigérée haute vitesse

- * Centrifugeur polyvalent
- * Changement de rotor en 5 secondes (système AUTOLOCK®)
- * Simplicité d'utilisation
- * Microprocesseur
- * Affichage numérique de la vitesse, température, durée et pente
- * Mémoire 5 programmes personnalisés
- * Minuterie 1 min à 9 heures.
- * Vitesse max. (tr/min): 13800
- * Accélération max. (g): 17458
- * Capacité max. (ml): 24x1.5/2.0
- * Taille mémoire permanente: 5 programmes personnalisés, accès direct

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Température: -5~40 °C
- * Dimensions (H x L x P) mm: 320x285x480
- * Poids (kg): 74
- * Puissance moyenne/max.(W): 39
- * Accessoires de la Centrifugeuse réfrigérée haute vitesse
- * Angle rotor : 24x1.5/2.0ml
- * Rotor angulaire - Capacité: 32x0.2ml

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-refrigerees/558-centrifugeuse-refrigeree-haute-vitesse-neofuge-13-r.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	2 semaines
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com