

FICHE PRODUIT



Caches plombés 35 x 43 cm, croisés

Référence : SOC-390243

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Description:

- Le diviseur de cassette permet une exposition partielle (longitudinale et transversale) de la cassette radiographique.
- Fabriqué à base de feuilles de plomb résistantes (équivalent de 0,50 mm Pb).
- Ils se nettoient et se désinfectent aisément.

Caractéristiques Techniques:

Dimensions: 39(L) x 1(H) x 23(P)cm

Volume: 0,0009 cm³

Poids: 0,5 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/caches-plombees/5582-caches-plombes-35-x-43-cm-croises.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com