


FICHE PRODUIT



Filtre ECO pour film sensible bleu

Référence : SOC-224110

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• Présentation du filtre

- Filtre pour film bleu sensible de dimension 195 x 145cm.
- Dimensions: 22(L) x 1(H) x 17(P) cm
- Volume: 0,0004 cm³
- Poids: 0,260 kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-inactinique-et-filtres/5598-filtre-eco-pour-film-sensible-bleu.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com