


**FICHE PRODUIT**



## Filtre ECO pour film vert

Référence : SOC-224120

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

## Description du produit

### • Présentation

- Filtre pour film sensible vert de dimension 195 x 145cm.
- Dimensions: 22(L) x 1(H) x 17(P) cm
- Volume: 0,0004 cm<sup>3</sup>
- Poids: 0,260 kg

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-inactinique-et-filtres/5599-filtre-eco-pour-film-vert.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com