

FICHE PRODUIT

Chariot anesthésie, Modèle YC04JA

Référence : SOC-TIA-YC04JA

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description du Chariot anesthésie, Modèle YC04JA

- Il est approprié au rangement dans le département d'anesthésie.
- La surface de travail est fabriquée de magnifique marbre artificiel, facile à nettoyer et résistante à la corrosion.
- Tiroirs à buts multiples: pourvu d'un système de verrouillage. Avec une partie protectrice au niveau inférieur.
- Matières: Structure principale: en acier enduit de plastique roulé à froid. Surface de Travail: surface dure, semblable au marbre. Garde-fou d'épaisseur 35 mm fait d'acier enduit de plastique roulé à froid. Tiroir supérieur: tiroir pour médecine avec deux compartiments.

Dimensions

- Dimensions du 1er tiroir: (L) 580 mm x (l) 385 mm x (H) 120 mm.
- Dimensions du 2ème tiroir: (L) 580 mm x (l) 385 mm x (H) 100 mm.
- Dimensions du 3ème tiroir: (L) 580 mm x (l) 385 mm x (H) 150 mm.
- Dimensions du 4ème tiroir: (L) 580 mm x (l) 385 mm x (H) 200 mm.
- Poignets pour pousser la table: ces poignets sont faits en acier enduit de matière plastique roulé à froid.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Profondeur x largeur x Hauteur (jusqu'à la surface de travail seulement) sans ajouter les accessoires: (L) 610 mm x (l) 410 mm x (H) 856 mm.
- Dimensions globales: 695 mm x 445 mm x 935 mm.
- Dimensions d'expédition: 795 mm x 545 mm x 1 105 mm.
- Poids D'expédition: 70 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-pour-anesthesie/56-chariot-d-anesthesie-modele-yc04ja.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com