


FICHE PRODUIT



Lanterne eco

Référence : SOC-224100

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

• Caractéristiques techniques

- Boitier en plastique
- Ampoule E27
- Sans Filtre
- Dimensions: 27(L) x 14(H) x 20(P) cm
- Volume: 0,0076 cm³
- Poids: 0,77 kg
- Tension/Puissance : 230V-50/60Hz-15W

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-inactinique-et-filtres/5600-lanterne-eco.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com