

FICHE PRODUIT

Lanterne lunar

Référence : SOC-224500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

• Caractéristiques techniques

- Câble d'alimentation de 1,5 m de l'arrêt connexion
- Dimensions: 50(L) x 10(H) x 20(P) cm
- Volume: 0,01 cm³
- Poids: 3 kg
- Tension/Puissance: 230 V - 50 Hz - 15 W

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-inactinique-et-filtres/5601-lanterne-lunar.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com