

FICHE PRODUIT



Lanterne profi

Référence : SOC-224200

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

• Description

- Elle est faite en aluminium.
- Elle est réglable pour une illumination directe ou indirecte de la chambre noire.
- Elle utilise une ampoule E14
- Elle utilise un double filtre spécial de dimension 125 x 145mm pour les films sensibles bleus et gris.

• Spécifications Techniques

- Dimensions: 25(L) x 27(H) x 24(P) cm
- Volume: 0,0162 cm³
- Tension/Puissance: 230 V - 50/60 Hz - 15W
- Poids: 1,8 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-inactinique-et-filtres/5602-lanterne-profi.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com