

FICHE PRODUIT

Lot de caractères en laiton D+G

Référence : SOC-260004

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

- Dimensions: 4(L) x 1(H) x 4(P) cm
- Poids: 0,002 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lettres-en-plomb-ou-en-laiton/5609-lot-de-caracteres-en-laiton-d-g.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com