

FICHE PRODUIT

Semi microcuve verre optique 10 mm

Référence : SOC-SMCVQ422

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cuves réutilisables, version Semi-micro, 1,4ml :

- * Cuves en quartz pour lecture dans l'U.V. et le visible, en verre miroir blanc ou verre optique spécial pour lecture dans le visible;
- * 2 faces optiques;
- * Fond non travaillé optiquement;
- * Trajet optique: 10+/-0,01ml;
- * Sans couvercle;
- * Qualité du verre: classique;
- * Dimensions(ht x L. ext.-fente): 45 x 12,5mm - 4;
- * Condition minimum de vente: 2.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cuves-reutilisables/561-semi-microcuve-verre-optique-10-mm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com