

FICHE PRODUIT



Appui de tête pour adulte

Référence : SOC-730330

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

- Il permet de maintenir le patient allongé sur le côté (gauche ou droit) avec confort , sureté et soin afin d'effectuer la radiographie.
- Il est fabriqué à base de polyester cellulaire pour faciliter son nettoyage et sa désinfection.

Dimensions: 25(L) x 10(H) x 23(P) cm.

Volume: 0,0058 cm3.

Poids: 0,13 kg.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/positionnement-du-patient/5626-appui-de-tete-pour-adulte.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com