

FICHE PRODUIT



Lot de cales de maintien du patient

Référence : SOC-730100

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Description:

- Elles permettent une immobilisation confortable, sûre et soigneuse de la région à radiographier.
- Elles sont en polyester cellulaire pour faciliter leur nettoyage et leur désinfection.

Le lot se présente dans un coffret qui comprend:

- 1 rectangle 18 x 24 x 5cm.
- 2 cales 18 x 24 x 12cm.
- 2 cales 18 x 24 x 7cm.
- 2 cales 18 x 10 x 5cm.
- 1 rond plat (diam. 22 x 5cm).
- 1 anneau (diam. 22/8 x 5cm).
- 1 cylindre (diam. 10 x 25cm).

Caractéristiques:

Dimensions: 46(L) x 28(H) x 28(P) cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Volume: 0,0361 cm³.

Poids: 1,58 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/positionnement-du-patient/5630-lot-de-cales-de-maintient-du-patient.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaix	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com