

FICHE PRODUIT



Maintien pour nourrisson

Référence : SOC-730210

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

- Il aide à maintenir le nourrisson allongé sur le dos afin de procéder à la radiographie.
- Il est en polyester cellulaire pour faciliter le nettoyage et la désinfection.

Dimensions: 38(L) x 12(H) x 24(P) cm.

Volume: 0,0109 cm³.

Poids: 0,25 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/positionnement-du-patient/5633-maintien-pour-nourisson.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com