

FICHE PRODUIT



Porte-cassettes

Référence : SOC-740000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

- Il est utilisé dans les ambulances ou au chevet des patients pour lire les radios.
- Il est réglable en fonction de la taille des cassettes et peut être utilisé pour des cassettes de 35 x 43cm maximum.

Dimensions: 25(L) x 47(H) x 27(P) cm.

Volume: 0,0317 cm³.

Poids: 1,73 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/positionnement-du-patient/5634-porte-cassettes.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com