

FICHE PRODUIT



Sac de sable 20 x 30 cm

Référence : SOC-731023

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Description:

- Il est utilisé pour éviter le déplacement du patient pendant la radiographie.
- Il est rempli de sable fin de quartz et son enveloppe est en vinyl solide blanc cousu pour un nettoyage facile.
- Il pèse 2,5kg.

Dimensions: 30(L) x 3(H) x 20(P) cm.

Volume: 0,0018 cm³.

Poids: 2,5 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/positionnement-du-patient/5636-sac-de-sable-20-x-30-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com