

FICHE PRODUIT



Support de cassette mobile

Référence : SOC-740200

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

- Il est en acier chromé et permet un examen du patient en position debout.
- Il est muni d'une plaque de base lourde coulissante.
- Il est réglable en fonction de la position de la cassette (maximum 120cm), et est de dimension 56 x 206 x 49cm.

Dimensions: 210(L) x 14(H) x 60(P) cm.

Volume: 0,1764 cm³.

Poids: 55 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/positionnement-du-patient/5639-support-de-cassette-mobile.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com