

FICHE PRODUIT



Bandelettes réactives micral-test II roche

Référence : ROC-MICRAL

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Bandelettes réactives MICRAL-TEST II ROCHE

Test immuno-enzymatique pour la détermination semi-quantitative de la microalbuminurie (concentration 0, 20, 50 et 100mg/l).

Conditionnement minimum de vente: flacon de 30 bandelettes.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bandelettes-reactives/564-bandelettes-reactives-micral-test-ii-roche.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com