

FICHE PRODUIT



Support de cassette murale

Référence : SOC-740100

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

- Il est en acier chromé et permet un examen du patient en position debout .
- Il est réglable selon la taille de la cassette. il s'utilise avec des cassettes mesurant 90cm.
- Il se fixe facilement sur le mur, et est de dimension 54 x 103 x 14cm.

Dimensions: 115(L) x 61(H) x 20(P) cm.

Volume: 0,1403 cm³.

Poids: 13 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/positionnement-du-patient/5640-support-de-cassette-murale.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com