

FICHE PRODUIT

Trépied pti

Référence : SOC-741200

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

- Dispositif de contention pour l'examen radiologique du pied, de la hanche, du coude, de l'épaule.
- Il assure un positionnement standard rapide, confortable et sûr des articulations.
- Le support de cassette est réglable.

Dimensions: 65(L) x 52(H) x 47(P) cm.**Volume:** 0,1589 cm³.**Poids:** 12 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/positionnement-du-patient/5641-trepied-pti.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com