

FICHE PRODUIT



Cassette de radiographie flexible 18 x 24

Référence : SOC-343024

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

La cassette de radiographie extrêmement flexible 18 x 24cm est fabriquée en plastique avec une fermeture éclair. Ces cassettes de radiographie présentent une très faible absorption et sont conçues spécialement pour les radiographies des parties courbes du corps.

Dimensions: 20(L) x 1(H) x 30(P) cm

Volume: 0,0006 cm³

Poids: 0,2 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cassettes-flexibles/5647-cassette-de-radiographie-flexible-18-x-24.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com