


FICHE PRODUIT

Cassette de radiographie flexible 18 x 43

Référence : SOC-330042

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

La cassette de radiographie extrêmement flexible 18 x 43cm est fabriquée en plastique avec une fermeture éclair. Ces cassettes de radiographie présentent une très faible absorption et sont conçues spécialement pour les radiographies des parties courbes du corps.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cassettes-flexibles/5648-cassette-de-radiographie-flexible-18-x-43.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com