


FICHE PRODUIT

Cassette de radiographie flexible 20 x 40

Référence : SOC-343030

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

La cassette de radiographie extrêmement flexible 20 x 40cm est fabriquée en plastique avec une fermeture éclair. Ces cassettes de radiographie présentent une très faible absorption et sont conçues spécialement pour les radiographies des parties courbes du corps.

Dimensions: 30(L) x 1(H) x 35(P) cm**Volume:** 0,0011 cm³**Poids:** 0,3 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cassettes-flexibles/5649-cassette-de-radiographie-flexible-20-x-40.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com