

FICHE PRODUIT



Cassette de radiographie avec fenêtre d'identification 30 x 40 cm

Référence : SOC-310040

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

cassette de radiographie a en plus une petite fenêtre d'identification ID-window (cassette nord Américaine) de dimension 26 x 76mm pour l'inscription des données , par caméra d'identification plein jour.

- Dimensions: 43(L) x 3(H) x 39(P)cm
- Volume: 0,005 cm³
- Poids: 2 kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cassettes-avec-fenetre-id/5653-cassette-de-radiographie-avec-fenetre-d-identiication-30x40cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com