

FICHE PRODUIT



Cassette de radiographie avec fenêtre d'identification 35 x 35 cm

Référence : SOC-310035

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cette cassette de radiographie a en plus une petite fenêtre d'identification ID-window (cassette nord Américaine) de dimension 26 x 76mm pour l'inscription des données, par Caméra d'identification plein jour.

Dimensions: 39(L) x 3(H) x 39(P) cm

Volume: 0,0046 cm³

Poids: 2,1 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cassettes-avec-fenetre-id/5654-cassette-de-radiographie-avec-fenetre-d-identification-35x35cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com