

FICHE PRODUIT



Cassette de mammographie avec écran HD 18 x 24 cm

Référence : SOC-344024

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

- Cassette pour mammographie MACO avec écran au carbone avec fenêtre ID (Identification Window) 18 X 24 cm en plastique solide.
- Face avant en carbone pour une faible absorption.
- Contact film - écran excellent pour une meilleure qualité d'image.
- Equipée d'un écran renforceur HD (Haute définition).

Caractéristiques:

Dimensions: 28(L) x 1(H) x 33(P) cm

Volume: 0,0008 cm³

Poids: 0,3 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cassettes-de-mammographie/5658-cassette-de-mammographie-avec-ecran-hd-18x24-cm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com