

FICHE PRODUIT



Plaque pour microtitration-Fond U- 96 Puits

Référence : SOC-MP96U

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Description:

- * Microplaques 96 puits, rond;
- * Microplaques en polystyrène;
- * Compatibles avec les principaux lecteurs et laveurs de plaques;
- * Surface supérieure anti reflet;
- * Repérage alphanumérique;
- * Plaque d'écriture dépolie sur un côté;
- * Recommandées pour analyses sérologiques et immunologiques;
- * Empilables;

Caractéristiques Techniques :

- * Dimension (mm): L x l x h = 127 x 86 x 15;
- * Dimensions des puits (à , Haut, à , Bas, Profondeur): 7mm, 6,2±0,5mm, 11mm;
- * Volume d'un puits: 300l;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

* Conditionnement minimum de vente: Carton de 50 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microplaques-96-puits/566-plaque-pour-microtitration-fond-u-96-puits.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com