

FICHE PRODUIT



Dosimètre BLEEPER III

Référence : SOC-803100

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Description:

- La batterie de poche actionne la surveillance du rayonnement.
- Il fournit une indication vocale du taux de rayons-x et de rayons gamma combinés.

Caractéristiques:

Dimensions: 16(L) x 4(H) x 3(P) cm.

Volume: 0,0002 cm³.

Poids: 0,07 kg.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/dosimetres/5661-dosimetre-bleeper-iii.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com