

FICHE PRODUIT



Lot de 5 cadres de film 18 x 24 cm pour développement manuel de film radiographique

Référence : SOC-240024

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• Caractéristiques Techniques

- Dimensions: 47(L) x 2(H) x 30(P)cm
- Volume: 0,0028 cm³
- Poids: 0,23 kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cadres-de-developpement-sechage/5673-lot-de-5-cadres-de-film-18-x-24-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com