

FICHE PRODUIT



Lot de 5 cadres de film 24 x 30 cm pour développement manuel de film radiographique

Référence : SOC-240030

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• Caractéristiques techniques

- La fixation du film de radiographie est rendue sûre par des agrafes spéciales.
- La barre supérieure mesure 46 cm et elle a des douilles en caoutchouc à ses extrémités.
- Il est disponible dans toutes les tailles standards.
- Les autres tailles sont disponibles (demande spéciale).
- Dimensions: 47(L) x 2(H) x35(P)cm
- Volume: 0,0033 m³
- Poids: 0,23 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cadres-de-developpement-sechage/5675-lot-de-5-cadres-de-film-24-x-30-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com