

FICHE PRODUIT



Blouse double face 100 x 60 cm corde 0,35/0,35 mm

Référence : SOC-433311

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Descriptif:

- Assure une protection (de face comme de dos) optimale sur toute la longueur contre tout rayonnement dispersé.
- Elle est munie de boutons à pression standard comme fermeture.

Dimensions: 64(L) x 9(H) x 20(P) cm.

Volume: 0,0115 cm³.

Poids: 7,2 kg.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tabliers-plombes/5696-blouse-double-face-100-x-60-cm-corde-0-35-0-35-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com