

FICHE PRODUIT



Ceinture stretch 15 cm

Référence : SOC-439002

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Dimensions: 15(L) x 5(H) x 10(P) cm.

Volume: 0,0008 cm³.

Poids: 0,2 kg.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tabliers-plombes/5714-ceinture-stretch-15-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com