

FICHE PRODUIT

Couverture des patients 100 x 60 cm

Référence : SOC-471006

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Description:

- Protection anti-radiation permettant de couvrir le patient au maximum.
- Cette couverture est faite à partir des feuilles en caoutchouc recouvertes de tissu.

Dimensions: 64(L) x 6(H) x 30(P) cm.**Volume:** 0,0115 cm³.**Poids:** 5,05 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tabliers-plombes/5717-couverture-des-patients-100-x-60-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com