

FICHE PRODUIT



Bac pour fixateur argent 120-m manuel 8 litres

Référence : SOC-226020

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

• Spécifications Techniques

- Volume : 8L
- Capacité : 120 films/jour.
- Taux récupération: max. 3 g Ag/heure
- Dimensions: 11(L) x 45(H) x 40(P) cm
- Volume: 0,06cm³
- Poids: 4,7 kg
- Tension/Puissance: 230 V - 50 Hz - 30 W

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-chambre-noire/5719-bac-pour-fixateur-argent-120-m-manuel-8-litres.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com