

FICHE PRODUIT



Bac pour fixateur argent 400 automatique 35 litres

Référence : SOC-226500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

• **Caractéristiques**

- Dimensions: 1(L) x 66(H) x 61(P) cm
- Volume: 0,2456 cm³
- Poids: 15 kg

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-chambre-noire/5720-bac-pour-fixateur-argent-400-automatique-35-litres.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com