

FICHE PRODUIT



Panneau d'avertissement lumineux

Référence : SOC-253000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• **Spécifications Techniques:**

- Dimension de l'écran blanc: 165 x 65 mm
- Dimensions: 205(L) x 90(H) x 50(P)mm
- Volume: 0,0022cm³
- Poids: 1,56 kg
- Tension/Energie: 115/230 V - 50/60 Hz - 10/15 W
- Messages après chaque requête: X Ray No Entry, DarkRoom ,etc

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-chambre-noire/5723-panneau-d-avertissement-lumineux.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com