

FICHE PRODUIT



Pincettes pour film de 20 mm de largeur

Référence : SOC-242020

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• Spécification Techniques

- Dimensions: 7(L) x 2(H) x 1(P)cm
- Poids: 0,008 kg

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-chambre-noire/5724-pinces-pour-film-de-20-mm-de-largeur.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com