

FICHE PRODUIT



Appareil d'identification digital

Référence : SOC-234000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

• Caractéristiques

- Parallèlement, il peut être directement relié à un clavier d'ordinateur par l'interface DIN 5.
- Il est préconfiguré avec toutes les principales langues européennes. Sa configuration est aisée et ne nécessite pas plus de 2 mn.
- Dimensions: 55(L) x 46(H) x 50(P) cm
- Volume: 0,1265 cm³
- Poids: 14,8 kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/marquage-et-mesure-de-films/5725-appareil-d-identificatin-digital.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com