

FICHE PRODUIT



Clavier d'ordinateur

Référence : SOC-234010

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

• Caractéristiques

- Il s'utilise avec l'identificateur digital ID.
- Dimensions: 49(L) x 5(H) x 20(P) cm
- Volume: 0,0049 cm³
- Poids: 1,25 kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/marquage-et-mesure-de-films/5727-clavier-d-ordinateur.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com