

FICHE PRODUIT



Identificateur d'image idc

Référence : SOC-233000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

• Caractéristiques

- Il est adéquat pour les méthodes A.P et P.A.
- L'heure, le jour, le mois et l'année sont automatiquement imprimés.
- L'affichage LCD inclut l'indication des erreurs.
- La densité d'exposition est réglable sur 4 niveaux indiqués par LED. 110 et 230 V - 50 et 60 Hz.
- Dimensions: 55(L) x 51(H) x 45(P) cm
- Volume: 0,1262 cm³
- Poids: 12,2 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/marquage-et-mesure-de-films/5729-identificateur-d-image-idc.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com