

FICHE PRODUIT



Imprimante d'identification pour développement de film radiologique

Référence : SOC-232000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

• **Caractéristiques**

- Le système électrique de photo est indépendant du type de cassette.
- La zone d'information est de dimension 150 x 12mm.
- Dimensions: 55(L)x 51(H) x 45(P) cm
- Volume: ,1261 cm³
- Poids: 12,2 kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/marquage-et-mesure-de-films/5730-imprimante-d-identification.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com