

FICHE PRODUIT

Lot de 10 marqueurs en anglais radio-opaques

Référence : SOC-261010

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Les caractères sont en plexiglas avec insertion des lettres qui mesurent 5mm. L'inscription est sur demande. * Dimensions: 8(L) x 5(H) x 2(P) cm * Volume: 0,0001 cm³ * Poids: 0,05 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/marquage-et-mesure-de-films/5731-lot-de-10-marqueurs-en-anglais-radio-opaques.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com