

FICHE PRODUIT



Pelvimètre

Référence : SOC-265100

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Pelvimètre

Il est radio-opaque et son échelle de mesure peut-être facilement fixée dans plusieurs positions horizontalement ou verticalement.

Caractéristiques :

- Son échelle mesure 20cm.
- Dimensions: 30(L) x 17(H) x 21(P) cm
- Volume: 0,0107 cm³
- Poids: 0,85 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/marquage-et-mesure-de-films/5734-pelvimetre.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com