

FICHE PRODUIT

Cuve usage unique 4ml pour spectro

Référence : SOC-CU4CE

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cuves en polystyrène, macro, 4ml;

- Pour un domaine spectral de 340 à 800 nm.
- Les Macro Cuves sont aussi recommandées pour des analyses néphélométriques et cytométriques.
- Dimensions extérieures(Côtés): 10 x 10mm, (Haut): 45mm.
- Trajet optique: 10mm.
- Condition minimum de vente: Carton de 10 boîtes de 100 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cuves-a-usage-unique/575-cuve-usage-unique-4ml-pour-spectro.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com