

FICHE PRODUIT



Semi microcuve usage unique 1ml pour spectro

Référence : SOC-SMCU1CE

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cuves en polystyrène, Semi Micro, 2ml :

- * Pour un domaine spectral de 340 à 800 nm;
- * Les Macro Cuves sont aussi recommandées pour des analyses néphélométriques et cytométriques;
- * Dimensions extérieures(Côtés): 10 x 10mm, (Haut): 45mm;
- * Trajet optique: 10mm;
- * Condition minimum de vente: Carton de 10 boîtes de 100 pièces.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cuves-a-usage-unique/576-semi-microcuve-usage-unique-1ml-pour-spectro.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com