

FICHE PRODUIT

Cuves en polyméthacrylate, macro, 4,5ml

Référence : SOC-CU4UV

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cuves en polyméthacrylate, macro, 4,5ml;

- Pour lecture dans l'UV et le visible de 280 à 800 nm
- Les Macro Cuves ont 4 faces optiques transparentes, les destinant plus particulièrement aux applications de simples mesures ou mesures multiples, ainsi qu'aux analyses fluorométriques et néphélométriques
- Les Semi Micro cuves ont 2 faces optiques transparentes et 2 faces dépolies.
- Dimensions extérieures(Côtés): 12 x 12mm, (Haut): 45mm.
- Trajet optique: 10mm.
- Condition minimum de vente: Carton de 5 boîtes de 100 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cuves-a-usage-unique/577-cuves-en-polymethacrylate-macro-4-5ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com