


FICHE PRODUIT



Colposcope vidéo ED-C6HD avec bras mobile en T

Référence : SOC-ED-C6

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

- Ce Coloscope vidéo est équipé d'un filtre Électronique vert qui améliore la qualité de l'image de la vascularisation sans dégrader l'éclairage.
- Ce Coloscope vidéo est muni d'un timer pour le test à l'acide acétique et à l'iode ce qui permet d'avoir des images nettes.
- Ce Coloscope vidéo permet un Affichage du grossissement en temps réel Affichage puissant d'image et un logiciel de gestion des données un système de marquage pour l'analyse est intégré au Coloscope vidéo Rapport d'exportation au format PDF possibilité d'imprimer le rapport sur papier de format A4 via l'imprimante externe.

Configuration standard

- 1x Module de caméra
- 1x Poste de travail avec ordinateur intégré et écran LED
- 1x Support vertical (avec châssis en T)
- 1x Souris sans fil
- 1x Câble de connexion USB pour imprimante
- 1x Cordon d'alimentation (EUR Standard) [*CA+BA*]
- 1x Conducteur d'égalisation de potentiel
- 1x Pédale de commande

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

1x Interface USB Sentinelle pour le programme d'évaluation R-way
1x Couvercle anti-poussière pour poste de travail informatique
1x Housse anti-poussière pour la caméra
1x Guide d'installation
1x Carte de référence rapide

Emballage

- Dimensions et poids de la machine : 93*70*117cm, poids brut de 152,64kg
- Dimensions et poids de la palette en bois : 93*70*12cm, 17kg.
- Total : 169,64 kg.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/colposcopes-medicaux/5770-colposcope-video-ed-c6.html>







Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com