

FICHE PRODUIT

Microcuve spectro UV en PMMA-2.5ml

Référence : SOC-SMCU1UV

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cuves en polyméthacrylate, Semi Micro, 2,5ml:

- * Pour lecture dans l'UV et le visible de 280 à 800 nm;
- * Les Semi Micro cuves ont 2 faces optiques transparentes et 2 faces dépolies;
- * Dimensions extérieures(Côtés): 12 x 12mm, (Haut): 45mm;
- * Trajet optique: 10mm;
- * Condition minimum de vente: Carton de 5 boîtes de 100 pièces.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cuves-a-usage-unique/578-microcuve-spectro-uv-en-pmma-2-5ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com