


FICHE PRODUIT



Finnpiquette focus à volume fixe, embase courte

Référence : THER-FOCUS10MLF

Points forts

- Référence : THE-FOCUS10MLF

Description du produit

Finnpiquette FOCUS à volume fixe : 10ml,

- * à Embase porte-cône courte permettant un travail précis
- * Molette de réglage fin du volume Permettant le réglage séparé du dernier digit
- * bénéficiant de caractéristiques de très haut niveau en matière d'ergonomie, de réglage de volume et de performances de pipetage
- * Calibrage aisé au laboratoire
- * Entièrement autoclavable à 121 °C sans démontage,
- * Garantie 03 ans.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/finnpipette/5786-finnpipette-focus-a-volume-fixe-embase-courte.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Référence	THE-FOCUS10MLF

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com