

FICHE PRODUIT

Micropipette finnpipette focus à volume fixe

Référence : THER-FOCUS

Points forts

- Référence : THE-FOCUS1F

Description du produit

Finnpipette FOCUS à volume fixe

- à Embase porte-cône courte permettant un travail précis
- Molette de réglage fin du volume Permettant le réglage séparé du dernier digit
- Bénéficiant de caractéristiques de très haut niveau en matière d'ergonomie, de réglage de volume et de performances de pipetage
- Calibrage aisé au laboratoire
- Entièrement autoclavable à 121 °C sans démontage,
- Garantie 03 ans.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/finnpipette/5787-micropipette-finnpipette-focus-a-volume-fixe.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Référence	THE-FOCUS1F

Déclinaisons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désignation	Référence :	EAN13 :
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 1 µl, micropipette_ref - THE-FOCUS1F	THER-FOCUS1F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 2 µl, micropipette_ref - THE-FOCUS2F	THER-FOCUS2F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 5 µl, micropipette_ref - THE-FOCUS5F	THER-FOCUS5F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 10 µl, micropipette_ref - THE-FOCUS10F	THER-FOCUS10F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 20 µl, micropipette_ref - THE-FOCUS20F	THER-FOCUS20F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 25 µl, micropipette_ref - THE-FOCUS25F	THER-FOCUS25F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 50 µl, micropipette_ref - THE-FOCUS50F	THER-FOCUS50F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 100 µl, micropipette_ref - THE-FOCUS100F	THER-FOCUS100F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 200 µl, micropipette_ref - THE-FOCUS200F	THER-FOCUS200F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 250 µl, micropipette_ref - THE-FOCUS250F	THER-FOCUS250F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 500 µl, micropipette_ref - THE-FOCUS500F	THER-FOCUS500F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 1000 µl, micropipette_ref - THE-FOCUS1000F	THER-FOCUS1000F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 2000 µl, micropipette_ref - THE-FOCUS2000F	THER-FOCUS2000F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 3000 µl, micropipette_ref - THE-FOCUS3000F	THER-FOCUS3000F	
glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 5000 µl, micropipette_ref - THE-FOCUS5000F	THER-FOCUS5000F	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com