


FICHE PRODUIT

Appareil de Radiographie Os/Poumons-HF-525 Plus

Référence : SOC-HF-525 Plus

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Appareil de Radiographie OS/POUMONS Salle complète, modèle HF-525 Plus.

Caractéristiques de l'Appareil de radiographie OS/POUMONS :

- Générateur de rayon X Hautes fréquences à inversion
- Conception conviviale! - Images de haute qualité avec une faible dose!
- Fonctionnement idéal grâce au microprocesseur de commande!
- Fonction d'autodiagnostic! - Utilisation simplifiée grâce au programmeur anatomique (APR)
- Le Système de contrôle automatique d'exposition (En option) permet de prendre des images avec un rayonnement optimal
- Cet appareil peut fonctionner sur une prise normale [Option]
- Potter horizontal large et facile à utiliser.
- Grâce à la rotation du support du tube ($\pm 180^\circ$), vous pourriez faire toutes les incidences.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Le support du tube (statif) vertical est adapté pour des salles standards
- Le statif en suspension plafonnière est disponible pour les grandes salles avec un plafond haut. [Option]
- Support de Tube plafond offre une utilisation maximale de l'espace et peut prendre plusieurs clichés radiologiques dans n'importe quelle position.
- Potter - Bucky vertical.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/radiographie-os-poumons/5788-appareil-de-radiographie-os-poumons-salle-complete-modele-hf-525-plus.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com